

2024年8月吉日

お得意さま 各位

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206
埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1
TEL.0495-71-1001
FAX.0495-72-6716

「ティーエスフォネット グランデ No.182」「ティーエスフォネット No.132」
仕様変更のご案内

拝啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、当該製品につきまして、下記の通り仕様を変更させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象製品

ティーエスフォネット グランデ No.182 (届出番号:11B2X00021182001)

ティーエスフォネット No.132 (届出番号:11B2X00021132001)

■ 仕様変更

変更内容：振動板の変更

変更時期：2024年8月20日出荷分から

変更理由：振動板の改良(耐久性向上)のため

現行品	変更後
品番:1182F801 品名:ダイヤフラム 182 JANコード:4580102327879	品番:1182F811 品名:ダイヤフラム 182N JANコード:4562101202883
 <p>表</p> <p>裏</p> <p>取り付け画像</p> <p>材質:合成ゴム+ガラスエポキシ (ガラエポ)</p>	 <p>表</p> <p>裏</p> <p>取り付け画像</p> <p>材質:合成ゴム+PVC</p>

※ 音質・性能に変更はございません。