

医療機関様各位

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206

埼玉県本庄市児玉町共栄 552 番地 1

TEL. 0495-71-1001 FAX. 0495-72-6716

『成毛ソラココットン』（クラスⅡ）新発売のご案内

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2021年6月に厚生労働省からの指摘を受け『成毛式ソラココットン』（クラスⅠ）が自主回収となり、販売名を変更し、『NK綿棒』（クラスⅠ）として販売をさせていただいておりましたが、この度、『成毛ソラココットン』（クラスⅡ）を新発売させていただきます。

『成毛ソラココットン』は、指定管理医療機器（クラスⅡ・一般的名称：人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具）の認証を取得しており、内視鏡治療において、人体の人工開口部を通じて組織の移動・圧排、視野の確保、組織剥離、病巣の認知、止血、薬剤の塗布等にご使用いただけます。

また、綿棒は『NK綿棒』（クラスⅠ）と同じ綿棒（日本綿棒社製造）を採用しています。

『NK綿棒』（クラスⅠ）については、当面の間、併売させていただきますが、『成毛ソラココットン』（クラスⅡ）の採用をご検討賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◇ 発売日：2024年11月20日


◇ 製造販売業者：リバテープ製薬株式会社 販売業者：ケンツメディコ株式会社

◇ 発売製品：2重圧縮タイプ2規格・4重圧縮タイプ3規格

製品名	製品番号	JANコード	包装	備考	標準小売価格 (税別)	認証番号
成毛ソラココットン 大2	K70-8101	4582105371118	5本×10	EOG 滅菌済	¥5,400	306AGBZX 00073000
成毛ソラココットン 小2	K70-8102	4582105371125			¥4,400	
成毛ソラココットン 大4	K70-8105	4582105371132			¥7,000	
成毛ソラココットン 小4	K70-8106	4582105371149			¥5,700	
成毛ソラココットン 細4	K70-8108	4582105371156			¥6,500	

※サンプルご要望の際は販売店様までご依頼ください

2重圧縮タイプ ●先端の綿球部を2重圧縮し、水分を含んだときの膨張をおさえます。



成毛ソラココットン 大2 K70-8101
サイズ 全長約303mm A:約25mm B:約φ12.6mm C:約278mm D:約φ3.2mm

成毛ソラココットン 小2 K70-8102
サイズ 全長約303mm A:約24mm B:約φ5.6mm C:約279mm D:約φ3.2mm

4重圧縮タイプ ●先端の綿球部はさらにきつく圧縮しているため、水分を含んでも膨張しにくくなっています。



成毛ソラココットン 大4 K70-8105
サイズ 全長約303mm A:約25mm B:約φ12.5mm C:約278mm D:約φ3.2mm

成毛ソラココットン 小4 K70-8106
サイズ 全長約303mm A:約21mm B:約φ6.4mm C:約282mm D:約φ3.2mm

成毛ソラココットン 細4 K70-8108
サイズ 全長約303mm A:約20mm B:約φ5.3mm C:約283mm D:約φ3.2mm



以上